


СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКЦИЯ: Металлический каркас из трубы 25x25 мм с прочным полимерным покрытием серого или белого цвета, каркас установлен на регулируемые опоры 0-30 мм. Боковые панели из меламина. Материал рабочей поверхности (см. таблицу). Может комплектоваться различными тумбами (не входят в стандартную комплектацию).

Допустимая распределённая нагрузка на рабочую поверхность стола до 250 кг. Цвет: белый, св. серый.


	Размеры (ШxГxВ)мм	Рабочая поверхность					
		Меламин	Керамика	Керамогранит	Лаб. пластик «LabGrade»	Лаб. пластик «TRESPA»	DURCON
	1200x750x850	5828,00	7965,00	10908,00	7878,00	13890,00	32840,00
	1500x750x850	6685,00	9706,00	11885,00	8988,00	14980,00	34610,00
	1800x750x850	7842,00	10747,00	12862,00	9820,00	17760,00	39640,00

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКЦИЯ: Металлический сборно-разборный каркас из трубы 25x25 мм с прочным полимерным покрытием серого или белого цвета, каркас установлен на регулируемые опоры 0-30 мм. Боковые панели из ЛДСП 16 мм. Материал рабочей поверхности (см. таблицу). Может комплектоваться различными тумбами (не входят в стандартную комплектацию).

Допустимая распределённая нагрузка на рабочую поверхность стола до 250 кг. Цвет: белый, св. серый.

	1200x750x850	6248,00	8485,00	11428,00	8395,00	14670,00	33520,00
	1500x750x850	7894,00	10605,00	12585,00	9571,00	15623,00	35980,00
	1800x750x850	8422,00	11728,00	13440,00	10450,00	18830,00	40740,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


	Надстройка Каркас металлическая труба 25x25 мм, 2 полки ЛДСП 16 мм, обработаны кромкой ПВХ 0,4 мм. Люминистентный светильник с 2 розетками.	1200x250x800	3140,00
	1500x250x800	3924,00	
	1800x250x800	4710,00	
Сливная раковина	100x100x150, полипропилен	1200,00	
Сливная раковина	250x100x150, полипропилен	3 980,00	
Сливная раковина	300x300x200, полипропилен	6420,00	
Сливная раковина	400x400x300, полипропилен	12 840,00	
Сливная раковина	250x100x150, керамика		
Кран для подвода воды	химический, порошковое покрытие	5 980,00	
Смеситель	химический, порошковое покрытие	6940,00	
Кран для подвода газа	химический, порошковое покрытие	5 980,00	
Кюветы полипропилен (цв. белый)	340*295*40	1889,00	
	490*295*40	1980,00	
	640*295*40	2258,00	
Фронтальный вентиль		3900,00	

ВНИМАНИЕ С 15.04.2015 произойдёт повышение цен на 25%!!!

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ОСТРОВНОЙ


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКЦИЯ: Металлический каркас из трубы 25x25 мм с прочным полимерным покрытием серого или белого цвета, каркас установлен на регулируемые опоры 0-30 мм. Материал рабочей поверхности (см. таблицу). Может комплектоваться различными тумбами (не входят в стандартную комплектацию).

Допустимая распределённая нагрузка на рабочую поверхность стола до 300 кг. Цвет: белый, св. серый.


	Размеры (ШxГxВ)мм	Рабочая поверхность					
		Меламин	Керамика	Керамогранит	Лаб. пластик «LabGrade»	Лаб. пластик «Trespa»	DURCON
	1200X1500X850	10256,00	14430,00	20016,00	14156,00	26180,00	63710,00
	1500X1500X850	11870,00	17870,00	21970,00	16376,00	28360,00	67835,00
	1800X1500X850	13884,00	19994,00	23930,00	17840,00	33920,00	78360,00

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКЦИЯ: Металлический сборно-разборный каркас из трубы 25x25 мм с прочным полимерным покрытием серого или белого цвета, каркас установлен на регулируемые опоры 0-30 мм. Материал рабочей поверхности (см. таблицу). Может комплектоваться различными тумбами (не входят в стандартную комплектацию).

Допустимая распределённая нагрузка на рабочую поверхность стола до 300 кг. Цвет: белый, св. серый.

	1200X1500X850	8906,00	15273,00	16970,00	11939,00	27340,00	66895,00
	1500X1500X850	11133,00	19091,00	22852,00	14968,00	29998,00	71227,00
	1800X1500X850	13359,00	22910,00	25455,00	17835,00	34551,00	82278,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ СТОЛАМ

	Надстройка	1200x500x800	6150,00
		1500x500x800	7680,00
		1800x500x800	9200,00
Сливная раковина	100x100x150, полипропилен	1200,00	
Сливная раковина	250x100x150, полипропилен	3 980,00	
Сливная раковина	300x300x200, полипропилен	6420,00	
Сливная раковина	400x400x300, полипропилен	12 840,00	
Сливная раковина	250x100x150, керамика	-	
Кран для подвода воды	химический, порошковое покрытие	5 980,00	
Смеситель	химический, порошковое покрытие	6940,00	
Кран для подвода газа	химический, порошковое покрытие	5 980,00	
Кюветы полипропилен (цв. белый)	340*295*40	1889,00	
	490*295*40	1980,00	
	640*295*40	2258,00	
Фронтальный вентиль		3900,00	


СТОЛ ДЛЯ ТИТРОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ С 15.04.2015 произойдёт повышение цен на 25%!!!

единый поставщик лабораторных решений


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКЦИЯ: Металлический каркас из трубы 25x25 мм с прочным полимерным покрытием серого или белого цвета, каркас установлен на регулируемые опоры 0-30 мм, титровальная надстройка со световым экраном, электророзетки 220 В - 2 шт. Материал рабочей поверхности (см. таблицу). Может комплектоваться различными тумбами (не входят в стандартную комплектацию).

Допустимая распределённая нагрузка на рабочую поверхность стола до 250 кг.

	Размеры (ШxГxВ)мм	Рабочая поверхность					
		Меламин	Керамика	Керамогранит	Лаб. пластик «LabGrade»	Лаб. пластик «Trespa»	DURCON
	900x750x850	9437,00	12090,00	12797,00	10750,00	19358,00	32540,00
	1200x750x850	12583,00	16120,00	17063,00	14330,00	21984,00	43958,00
	1500x750x850	15728,00	20150,00	21327,00	17916,00	28826,00	46875,00
1800x750x850	18875,00	24180,00	25597,00	21450,00	33452,00	57290,00	



ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКЦИЯ: Корпус выполнен из ЛДСП 16 мм., края обработаны кромкой ПВХ 0,4 мм. Тумба установлена на роликовые опоры. Цвет: белый, св. серый.

	Размеры (ШxГxВ), мм	Описание	Цена, руб. с НДС
	435x500x685	3 выдвижных ящика	3876,00
	435x500x685	4 выдвижных ящика	4764,00
	435x500x685	1 полка, дверка	2632,00
	435x500x685	выдвижной ящик 1 полка, дверка	3450,00

ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКЦИЯ: Корпус выполнен из ЛДСП 16 мм., края обработаны кромкой ПВХ 0,4 мм. Цвет: белый, св. серый.

 	Размеры (ШxГxВ), мм	Описание	Цена, руб. с НДС
	435x500x685	3 выдвижных ящика	3730,00
	435x500x685	4 выдвижных ящика	4820,00
	435x500x685	1 полка, дверка	2756,00
	900x500x685	1 отделение, 1 полка, 2 дверки	3960,00
	1200x500x685		5780,00
	1200*500*685	2 отделения, 1 полка, 3 дверки	5910,00
	1500*500*685		6810,00
	1800*500*685		7630,00

ТУМБЫ ПОДСТАВНЫЕ НА РЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОРАХ


ВНИМАНИЕ С 15.04.2015 произойдёт повышение цен на 25%!!!

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКЦИЯ: Корпус выполнен из ЛДСП 16 мм., края обработаны кромкой ПВХ 0,4 мм. Тумба установлена на регулируемую по высоте опору из металлической трубы 25*25 мм, покрытую прочной порошковой краской. Цвет: белый, св. серый.

	Размеры (ШхГхВ), мм	Описание	Цена, руб. с НДС
	435x500x685	3 выдвижных ящика	5520,00
	435x500x685	4 выдвижных ящика	6230,00
	435x500x685	1 полка, дверка	3860,00


СТОЛ-МОЙКА С ТУМБОЙ (раковина из нержавеющей стали)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКЦИЯ: Металлический каркас из трубы 25x25 мм с прочным полимерным покрытием серого или белого цвета, каркас установлен на регулируемые опоры 0-30 мм. Корпус из ламинированной ДСП 16 мм, мойка – нержавеющая сталь, смеситель, сифон с гофрированным шлангом для слива, шланги для подвода воды.

	Размеры (ШхГхВ), мм		
		Мойка 1 чаша	Мойка 2 чаши
	500X600X850/1450	10704,00	
800X600X850/1450	11545,00	12245,00	
СУШКИ			
СУШКА		800*600	3200,00
СУШКА полипропиленовая 52 предмета		700*550	5800,00
СУШКА полипропиленовая 72 предмета		450*630*110	6980,00


СТОЛ-МОЙКА ТУМБОЙ (раковина из полипропилена)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКЦИЯ: Металлический каркас из трубы 25x25 мм с прочным полимерным покрытием серого или белого цвета, каркас установлен на регулируемые опоры 0-30 мм. Корпус ЛДСП 16 мм. с прочным полимерным покрытием серого или белого цвета, мойка – полипропилен, смеситель химический, сифон с гофрированным шлангом для слива, шланги для подвода воды.

	Размеры (ШхГхВ), мм		
		Мойка 1 чаши	Мойка 2 чаши
	500X600X850/1450	27560,00	
800X600X850/1450	30545,00	34840,00	
1200x600x850/1450	37950,00	49640,00	
СУШКИ			
СУШКА полипропиленовая 52 предмета		700*550	5800,00
СУШКА полипропиленовая 72 предмета		450*630*110	6980,00


ВНИМ

.2015 произойдёт повышение цен на 25%!!!




СТОЛ ВЕСОВОЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТЦИЯ: Металлический каркас из трубы 25х25 мм с прочным полимерным покрытием серого или белого цвета, каркас установлен на регулируемые опоры 0-30 мм. Рабочая поверхность - природный гранит 30 мм., установлен на резиновые демпферы.

	Размеры (ШхГхВ), мм	Цена, руб. с НДС
	600х750х850	10348,00
	800х750х850	14838,00


СТОЛ ВЕСОВОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТЦИЯ: Металлический каркас из трубы 25х25 мм с прочным полимерным покрытием серого или белого цвета, каркас установлен на регулируемые опоры 0-30 мм. Рабочая поверхность – Меламин 16 мм, природный гранит 30 мм., установлен на резиновые демпферы. Может комплектоваться различными тумбами (не входят в стандартную комплектацию)

	1200х750х850	17833,00
--	--------------	----------


СТОЛ ПРИСТАВНОЙ ДЛЯ МУФЕЛЬНОЙ ПЕЧИ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТЦИЯ: Металлический каркас из трубы 25х25 мм с прочным полимерным покрытием серого или белого цвета, каркас установлен на регулируемые опоры 0-30 мм. Рабочая поверхность – керамическая плитка.

	Размеры (ШхГхВ), мм	Цена, руб. с НДС
	800X750X750	4643,00
	1200X750X750	6965,00

СТОЛ ПРИБОРНЫЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТЦИЯ: Металлический каркас из трубы 25х25 мм с прочным полимерным покрытием серого или белого цвета, каркас установлен на регулируемые опоры 0-30 мм. Корпус ЛДСП 16 мм., обработан кромкой ПВХ 0,4 мм. Столешница обработана противоударной кромкой ПВХ 2 мм.

	Размеры (ШхГхВ), мм	Цена, руб. с НДС
---	---------------------	------------------


ВНИ

произойдет повышение цен на 25%!!!

	1200X750X750	7120,00
	1500X750X750	8346,00
	1800X750X750	9551,00


СТОЛ СОТУДНИКА (без тумб)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТЦИЯ: Корпус ЛДСП 16 мм, обработан кромкой ПВХ 0,4 мм. Столешница обработана противоударной кромкой ПВХ 2 мм. Может комплектоваться различными тумбами (не входят в стандартную комплектацию).

	Размеры (ШхГхВ), мм	Цена, руб. с НДС
	900x750x750	2450,00
	1200X750X750	3541,00
	1500X750X750	3993,00
	1800*750*750	4580,00

СТОЛ ПОДКАТНОЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТЦИЯ: Металлический каркас из трубы 25x25 мм с прочным полимерным покрытием серого или белого цвета, каркас установлен на роликовые опоры. Рабочая поверхность (см. таблицу)


	Размеры (ШхГхВ)мм	Рабочая поверхность				
		Меламин	Керамика	Керамогранит	Лаб. пластик «LabGrade»	Лаб. пластик «Trespa»
	700x750x750	3050,00	5105,00	5663,00	4070,00	10120,00
	900x750x750	4120,00	6930,00	7281,00	5233,00	12940,00
	1200x750x750	5228,00	8765,00	9708,00	6978,00	15870,00

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТЦИЯ: Металлический каркас из трубы 25x25 мм с прочным полимерным покрытием серого или белого цвета, каркас установлен на регулируемые опоры 0-30 мм. Корпус ЛДСП 16 мм., обработан кромкой ПВХ 0,4 мм. Столешница см. таблицу)

В стандартную комплектацию включены:



- защитный экран с возможностью фиксации на любой высоте;
- тумба с распашными дверками и 1 съемной полкой;
- светильник люминесцентный 2x18 Вт (степень защиты IP65)
- брызгозащищенные электророзетки 220 В (2 шт.);
- автомат отключения питания 16А;
- стальной фланец для подключения вентиляции (D=200 мм)

	Размеры (ШхГхВ)мм	Рабочая поверхность				
		Меламин	Керамика	Керамогранит	Лаб. пластик «LabGrade»	Лаб. пластик «Trespa»


5.04.2015 произойдет повышение цен на 25%!!!

	1200X800X850/200	31800,00	35338,00	36288,00	33550,00	43980,00	81530,00
	1500X800X850/200	34760,00	39182,00	40362,00	36947,00	47820,00	89640,00
	1800X800X850/200	39178,00	43600,00	45020,00	41803,00	51490,00	108400,00
Дополнительная комплектация							
Сливная раковина	250x100x150, полипропилен					3 780,00	
Сливная раковина	300x300x200, полипропилен					64240,00	
Сливная раковина	400x400x300, полипропилен					12 840,00	
Сливная раковина	250x100x150, керамика						
Кран для подвода воды	химический, порошковое покрытие					5 980,00	
Смеситель	химический, порошковое покрытие					6940,00	
Кран для подвода газа	химический, порошковое покрытие					5 980,00	
Нагревательная панель	Стеклокерамика, 2 элемента, нагрев до 180/230 °С					15 750,00	
Камера полипропилен						По запросу	
Вытяжка из тумб						По запросу	
Кюветы полипропилен (цв. белый)	340*295*40					1889,00	
	490*295*40					1980,00	
	640*295*40					2258,00	
Фронтальный вентиль						3900,00	

ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ


	Размер	На регулируемых опорах	На цоколе
	800X400X1830	6912,00	6307,00
	450X400X1830	4790,00	4380,00
	800X400X1830	5640,00	5035,00
	450X400X1830	4035,00	3624,00

ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ


	Размер	Цена/руб с НДС
	800X400X1830	7627,00

ШКАФ ДЛЯ РЕАКТИВОВ

ВНИМАНИЕ С 15.04.2015 произойдет повышение цен на 25%!!!

	Размер	Цена/руб с НДС
	800X400X1830	6866,00
	450X400X1830	4534,00

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

	Размер	Цена/руб с НДС
	800X600X1930	6725,00
	450X400X1930	4326,00


Банкетка мягкая	1500x350x450	5100,00
Банкетка жесткая	1500x400x450	2940,00

Металлическая мебель (без использования ЛДСП)

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКЦИЯ: Металлический каркас из трубы 25x25 мм с прочным полимерным покрытием, каркас установлен на регулируемые опоры 0-30 мм. Боковые панели из листовой стали 0,8 мм, с прочным полимерным покрытием. Материал рабочей поверхности (см. таблицу). Может комплектоваться различными тумбами (не входят в стандартную комплектацию).

Допустимая распределённая нагрузка на рабочую поверхность стола до 250 кг. Цвет: белый, св. серый.

	Размеры (ШxГxВ)мм	Рабочая поверхность				
		Керамика	Керамогранит	Лаб. пластик «LabGrade»	Лаб. пластик «TRESPA»	DURCON
	1200x750x850	14100,00	14970,00	13460,00	21520,00	41890,00
	1500x750x850	16890,00	17950,00	14860,00	23630,00	43620,00
	1800x750x850	18660,00	19880,00	16410,00	25580,00	49210,00


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКЦИЯ: Металлический сборно-разборный каркас из трубы 25x25 мм с прочным полимерным покрытием, каркас установлен на регулируемые опоры 0-30 мм. Боковые панели из листовой стали 0,8 мм, с прочным полимерным покрытием. Материал рабочей поверхности (см. таблицу). Может комплектоваться различными тумбами (не входят в стандартную комплектацию).

Допустимая распределённая нагрузка на рабочую поверхность стола до 250 кг. Цвет: белый, св. серый.

	1200x750x850	16470,00	15630,00	14892,00	23520,00	43560,00
	1500x750x850	18120,00	19090,00	16430,00	25405,00	45160,00
	1800x750x850	19970,00	21210,00	17980,00	27390,00	50710,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


ВНИМАНИЕ С 15.04.2015 произойдёт повышение цен на 25%!!!

	Надстройка	1200x250x800	4980,00
	Каркас металлическая труба 25x25 мм, 2 полки из листовой стали 0,8 мм. Люминистентный светильник с 2 розетками.	1500x250x800	6120,00
		1800x250x800	6930,00
Сливная раковина	250x100x150, полипропилен		3 980,00
Сливная раковина	300x300x200, полипропилен		64240,00
Сливная раковина	400x400x300, полипропилен		12 840,00
Сливная раковина	250x100x150, керамика		
Кран для подвода воды	химический, порошковое покрытие		5 980,00
Смеситель	химический, порошковое покрытие		7540,00
Кран для подвода газа	химический, порошковое покрытие		5 980,00
Кюветы полипропилен (цв. белый)	340*295*40		1889,00
	490*295*40		1980,00
	640*295*40		2258,00
Фронтальный вентиль			4700,00

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ОСТРОВНОЙ


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКЦИЯ: Металлический каркас из трубы 25x25 мм с прочным полимерным покрытием, каркас установлен на регулируемые опоры 0-30 мм. Боковые панели из листовой стали 0,8 мм, с прочным полимерным покрытием. Материал рабочей поверхности (см. таблицу). Может комплектоваться различными тумбами (не входят в стандартную комплектацию).

Допустимая распределённая нагрузка на рабочую поверхность стола до 300 кг. Цвет: белый, св. серый.

	Размеры (ШxГxВ)мм	Рабочая поверхность				
		Керамика	Керамогранит	Лаб. пластик «LabGrade»	Лаб. пластик «Trespa»	DURCON
	1200X1500X850	27160,00	27610,00	29310,00	42540,00	82570,00
	1500X1500X850	29470,00	35020,00	28890,00	46610,00	86630,00
	1800X1500X850	34740,00	38790,00	32090,00	50320,00	97190,00


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКЦИЯ: Металлический сборно-разборный каркас из трубы 25x25 мм с прочным полимерным покрытием, каркас установлен на регулируемые опоры 0-30 мм. Боковые панели из листовой стали 0,8 мм, с прочным полимерным покрытием. Материал рабочей поверхности (см. таблицу). Может комплектоваться различными тумбами (не входят в стандартную комплектацию).

Допустимая распределённая нагрузка на рабочую поверхность стола до 300 кг. Цвет: белый, св. серый.

	1200X1500X850	28660,00	29110,00	30810,00	44010,00	84070,00
	1500X1500X850	30070,00	36620,00	30490,00	48210,00	88230,00
	1800X1500X850	36410,00	40490,00	33780,00	52020,00	98890,00


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ СТОЛАМ

ВНИМАНИЕ С 15.04.2015 произойдёт повышение цен на 25%!!!

	Надстройка	1200x500x800	9960,00
	Каркас металлическая труба 25x25 мм, 2 полки из листовой стали 0,8 мм. Люминистентный светильник с 2 розетками – 2 шт.	1500x500x800	12200,00
		1800x500x800	13840,00
Сливная раковина	250x100x150, полипропилен		3 980,00
Сливная раковина	300x300x200, полипропилен		64240,00
Сливная раковина	400x400x300, полипропилен		12 840,00
Сливная раковина	250x100x150, керамика		
Кран для подвода воды	химический, порошковое покрытие		5 980,00
Смеситель	химический, порошковое покрытие		7540,00
Кран для подвода газа	химический, порошковое покрытие		5 980,00
Кюветы полипропилен (цв. белый)	340*295*40		1889,00
	490*295*40		1980,00
	640*295*40		2258,00
Фронтальный вентиль			4700,00


ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКЦИЯ: Корпус выполнен из листовой стали 0,8 мм, с прочным полимерным покрытием. Тумба установлена на роликовые опоры. Цвет: белый, св. серый.

	Размеры (ШxГxВ), мм	Описание	Цена, руб. с НДС
	435x500x685	3 выдвижных ящика	10510,00
	435x500x685	4 выдвижных ящика	13230,00
	435x500x685	выдвижной ящик 1 полка, дверка	-

ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКЦИЯ: Корпус выполнен из листовой стали 0,8 мм, с прочным полимерным покрытием. Цвет: белый, св. серый.

	Размеры (ШxГxВ), мм	Описание	Цена, руб. с НДС
	435x500x685	3 выдвижных ящика	10123,00
	435x500x685	1 полка, дверка	7420,00
	900x500x685	1 отделение, 1 полка, 2 дверки	9900,00
	1200x500x685		11360,00
	1200*500*685	2 отделения, 1 полка, 3 дверки	11950,00
	1500*500*685		13980,00
	1800*500*685		18200,00

СТОЛ-МОЙКА С ТУМБОЙ (раковина из нержавеющей стали)

ВНИМАНИЕ С 15.04.2015 произойдет повышение цен на 25%!!!

единый поставщик лабораторных решений

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКЦИЯ: Металлический каркас из трубы 25х25 мм с прочным полимерным, каркас установлен на регулируемые опоры 0-30 мм. Корпус из листовой стали 0,8 мм, с прочным полимерным покрытием, мойка – нержавеющая сталь, смеситель, сифон с гофрированным шлангом для слива, шланги для подвода воды.

	Размеры (ШхГхВ), мм	Мойка 1 чаша	Мойка 2 чаши
	500X600X850/1450	10704,00	-
	800X600X850/1450	11960,00	12745,00
	СУШКИ		
	СУШКА	800*600	3200,00
	СУШКА полипропиленовая	450*630*110	8950,00

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКЦИЯ: Металлический каркас из трубы 25х25 мм с прочным полимерным покрытием серого или белого цвета, каркас установлен на регулируемые опоры 0-30 мм. Корпус из листовой стали 0,8 мм, с прочным полимерным покрытием., обработан кромкой ПВХ 0,4 мм. Столешница (см. таблицу)

В стандартную комплектацию включены:


- защитный экран с возможностью фиксации на любой высоте;
- тумба с распашными дверками и 1 съемной полкой;
- светильник люминесцентный 2х18 Вт (степень защиты IP65)
- брызгозащищённые электророзетки 220 В (2 шт.);
- автомат отключения питания 16А;
- стальной фланец для подключения вентиляции (D=200 мм)

	Размеры (ШхГхВ)мм	Рабочая поверхность					
		Меламин	Керамика	Керамогранит	Лаб. пластик «LabGrade»	Лаб. пластик «Trespa»	DURCON
	1200X800X850/200	56303,00	59840,00	61103,00	58033,00	62230,00	84860,00
	1500X800X850/200	70378,00	74800,00	76378,00	72566,00	77578,00	93890,00
1800X800X850/200	84454,00	89760,00	91654,00	87080,00	93094,00	110640,00	
Дополнительная комплектация							
Сливная раковина	250x100x150, полипропилен					3 980,00	
Сливная раковина	300x300x200, полипропилен					64240,00	
Сливная раковина	400x400x300, полипропилен					12 840,00	
Сливная раковина	250x100x150, керамика						
Кран для подвода воды	химический, порошковое покрытие					5 980,00	
Смеситель	химический, порошковое покрытие					7540,00	
Кран для подвода газа	химический, порошковое покрытие					5 980,00	


ВНИМАНИЕ С 15.04.2015 произойдёт повышение цен на 25%!!!

Нагревательная панель	Стеклокерамика, 2 элемента, нагрев до 180/230 °С	15 750,00
Камера полипропилен	По запросу	
Вытяжка из тумб	По запросу	
Кюветы полипропилен (цв. белый)	340*295*40	1889,00
	490*295*40	1980,00
	640*295*40	2258,00
Фронтальный вентиль		4700,00


ШКАФ ДЛЯ ПРИБОРОВ

	Размер	Цена/руб с НДС
	800X400X1830	18410,00
	450X400X1830	11980,00


ШКАФ ДЛЯ РЕАКТИВОВ

	Размер	Цена/руб с НДС
	800X400X1830	17245,00
	450X400X1830	11310,00

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

	Размер	Цена/руб с НДС
	800X600X1930	17946,00
	450x400x1930	11760,00

ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ

	Размер	Цена/руб с НДС
	800X400X1830	18920,00

ВНИМАНИЕ С 15.04.2015 произойдёт повышение цен на 25%!!!